



Migliora il benessere dei tuoi occhi

**SBM**
Sistemi
Care and Research

Italian
Xcellence

Il paziente si accomoda, Activa lavora per te

Nessun operatore richiesto



February 2026 - ver. 1



Tecnologia
thermo-pulse

Activa

Il futuro del benessere oculare.
Sicuro, rapido e redditizio.



Anticipa il mercato.
Offri per primo un servizio che fa la differenza.



SBM Sistemi, con sede a Rivalta di Torino, è leader nella progettazione e produzione di dispositivi diagnostici avanzati per l'oftalmologia umana e veterinaria.

Grazie a un costante impegno in ricerca, innovazione e design user-friendly, offriamo soluzioni integrate e affidabili per la gestione completa del segmento oculare.

Patient
experience



Chi siamo



Sito web
SBM



Perché scegliere Activa per il tuo studio?

Perché è una soluzione semplice, efficace e sostenibile, ideale per integrare un nuovo servizio di benessere oculare in studio.

Semplice e intuitivo

L'interfaccia touch guida passo dopo passo: il sollievo è immediato, sicuro e sempre ripetibile.

Protocollo standardizzato e risultati comprovati

Quattro sedute nel primo mese, poi un richiamo ogni due o tre mesi: una metodologia in linea con le evidenze scientifiche sul ruolo delle ghiandole di Meibomio nel migliorare la qualità del film lacrimale.

Efficace, automatico e senza consumabili

Activa combina riscaldamento a **42°C** e **micro-vibrazioni** a 40 Hz per riattivare le ghiandole di Meibomio in soli **15 minuti**, offrendo un sollievo immediato dall'occhio secco.

Un investimento intelligente

Nessun materiale di consumo, costi contenuti e un rapido ritorno economico: bastano una decina di pazienti l'anno per un profitto medio di oltre 5.500 euro.

Utilizzabile in ottica, farmacia e a casa - Non dispositivo medico CE



Nota legale: Activa è conforme alle Direttive Europee 2014/30/EU e 2014/35/EU e non rientra nel Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici. È destinato al benessere oculare e può essere utilizzato in ambito professionale (ottica, farmacia, centro benessere) o domestico, in totale sicurezza.


Patologia dell'occhio secco

In Italia, **oltre il 25% delle persone** presenta sintomi di occhio secco.

Nell'86% dei casi la causa è di tipo evaporativo, dovuta a un'alterata funzionalità delle ghiandole di Meibomio, responsabili della componente lipidica del film lacrimale.

I primi disturbi - **bruciore, sensazione di corpo estraneo, lacrimazione riflessa** - spingono frequentemente il paziente a rivolgersi in studio, primo punto di riferimento per il benessere oculare.


Sintomi e cause



Le ghiandole di Meibomio: un equilibrio delicato per occhi sani

Le ghiandole di Meibomio, situate lungo il margine delle palpebre, producono il meibum, uno strato oleoso essenziale per evitare l'evaporazione precoce delle lacrime e mantenere stabile la superficie oculare.

Quando le ghiandole si ostruiscono o alterano la qualità della secrezione, il film lacrimale si destabilizza, provocando bruciore, secchezza e discomfort visivo: è la cosiddetta disfunzione delle ghiandole di Meibomio (MGD).



Come interviene ACTIVA

Il dispositivo ACTIVA applica un calore controllato a **42°C combinato a micro-vibrazioni ritmiche**, agendo direttamente sulle palpebre.

Il calore scioglie il meibum ispessito, mentre le vibrazioni ne favoriscono l'espulsione, liberando i dotti ostruiti e ristabilendo il naturale flusso lipidico. Questo processo contribuisce a ripristinare la stabilità del film lacrimale e a ridurre i sintomi del dry eye in modo sicuro e confortevole.



Occhio sano

Strato lipidico



Limita l'evaporazione delle lacrime, lubrifica l'occhio e migliora la vista.

Strato acquoso

Idrata e nutre la cornea.

Strato mucoso

Fa aderire le lacrime alla cornea.



Occhio secco

Strato lipidico


Le lacrime evaporano troppo rapidamente perché lo strato lipidico è danneggiato.

Strato acquoso

Non viene prodotta una quantità sufficiente di lacrime.

Strato mucoso

Le lacrime non aderiscono più alla cornea a causa della riduzione delle cellule caliciformi.




Il percorso è chiaro

Activa è un servizio capace di unire **semplicità, innovazione e profitto**.

Scegliendolo, decidi di arricchire l'esperienza in studio, offrendo ai clienti un momento di benessere immediato e percepibile e al contempo generando un **nuovo valore per la tua attività**.

Servizi in studio



1

Diagnostica

Un'analisi accurata è il primo passo per un sollievo efficace. Un esame attento non serve solo a "vedere di più", ma a scegliere meglio: l'indicazione corretta di Activa nasce da una diagnosi precisa e documentata, che valorizza la professionalità del centro e assicura al paziente un percorso terapeutico personalizzato ed efficace.

Grazie ai prodotti SBM potrai anche classificare automaticamente il tipo di secchezza oculare secondo i criteri TFOS DEWS, che permette di correlare i segni clinici ai sintomi riferiti dal paziente.



2

Seduta ACTIVA

Facciamo accomodare il paziente su una poltrona reclinata, con la maschera sugli occhi chiusi.

In modo autonomo e senza la presenza del professionista sperimenterà riscaldamento e micro-vibrazioni per un comfort immediato.



3

Mantenimento e fidelizzazione

Promemoria tramite l'App "Dry Eye Follow-Up" e consigli personalizzati per il percorso continuativo.



Activa è un gesto di cura che trasforma il benessere visivo in **un'esperienza distintiva**, rendendo il tuo studio un punto di riferimento per chi cerca attenzione, qualità e risultati immediati.

Servizi extra



4


Activa anche a casa!

Offri ai tuoi clienti la comodità del noleggio domiciliare: imposta la password di sicurezza e definisci il numero di sessioni.

Il paziente può proseguire il trattamento in autonomia, con la stessa efficacia di quello in studio.



**Design compatto
e trasportabile in valigia
per la massima praticità.**



Aumenta i profitti del tuo studio con un servizio che si ripaga da solo.

Cross-sell "intelligente"

Opportunità economiche:

- Nessun costo per consumabili, tempi brevi (15'), personale di banco.
- Break-even: con 10 pazienti/anno si copre il costo del dispositivo; profitto annuo indicativo di 8.000 euro con 10 pazienti (vedasi business model).

Pacchetti

- **Start (4 sessioni): prezzo promo + kit igiene palpebrale + lacrime.**
- Maintenance (1 sessione/2-3 mesi) + rifornimento integratori.
- Noleggio domiciliare gestito dallo studio (dove applicabile): set istruzioni, cauzione, check igiene.



X1
80€

Activa trasforma il servizio in profitto

Il protocollo Activa prevede **4 sessioni in un mese** (una a settimana), seguite da **sedute di mantenimento** ogni due mesi per preservare nel tempo i benefici ottenuti.

Con soli 10 pazienti all'anno il dispositivo è già ripagato.

Tutto ciò che viene dopo è **profitto netto**, senza costi aggiuntivi.

1 anno														13° mese	
1 mese															
1 ^a sett.	2 ^a sett.	3 ^a sett.	4 ^a sett.	60 giorni		60 giorni		60 giorni		60 giorni		60 giorni		60 giorni	80€
80€	80€	80€	80€		80€		80€		80€		80€		80€		80€

1 PAZIENTE	SESSIONI	PROFITTO
		= 800€

10 PAZIENTI	SESSIONI	PROFITTO
		= 8,000€

30 PAZIENTI	SESSIONI	PROFITTO
		= 24,000€

Ideato per il tuo studio, pensato per il benessere visivo

Activa è stato progettato appositamente come dispositivo per il benessere oculare, non classificato come dispositivo medico.

Rientra tra le apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico previste dal DM 2014/35 EU, quindi ideale per l'ambito ottico, la farmacia e il benessere visivo (vedasi documento allegato).

Grazie a questa conformità, Activa può essere utilizzato in sicurezza nell'ambito dei servizi di benessere e prevenzione, offrendo ai clienti un'esperienza professionale e rilassante, senza necessità di procedure sanitarie.

Efficacia validata

Diversi studi clinici condotti in Italia e pubblicati su riviste internazionali hanno dimostrato l'efficacia di Activa nel miglioramento della disfunzione delle ghiandole di Meibomio (MGD).

Già dopo una singola seduta, i parametri del film lacrimale migliorano sensibilmente: stabilità aumentata, strato lipidico più uniforme e sollievo immediato dai sintomi, senza effetti collaterali (*Vigo et al., Journal of Ophthalmology, 2021*).

Cicli di sedute seriali determinano benefici cumulativi e duraturi, con una riduzione superiore al 45% del punteggio OSDI e normalizzazione di NIBUT, LLT e osmolarità (*Vigo et al., Ophthalmology and Therapy, 2022*).

Studi comparativi in corso (ClinicalTrials.gov, 2021) indicano inoltre una superiore efficacia di Activa rispetto ad altri dispositivi termici di riferimento, senza eventi avversi.

Activa è un sistema sicuro e non invasivo, che migliora il funzionamento delle ghiandole di Meibomio e la qualità visiva, offrendo al farmacista una soluzione professionale ad alto valore aggiunto.



Nessun operatore richiesto

Display facile e intuitivo



Specifiche tecniche



Temperatura massima:
42°



Potenza dello strumento:
12V DC



Frequenza micro-vibrazioni:
40Hz



Consumo massimo di energia:
2A



Alimentazione:
100-230V - 50-60Hz



Garanzia:
12 mesi



Dimensioni maschera
196 x 145.3 x 56.9



Dimensioni unità centrale
197 x 115 x 46



Peso maschera
700 gr



Peso unità centrale
150 gr



Scansiona i QR code

Video dimostrazione



Studi clinici



 **SBM**
Sistemi
Care and Research

www.sbmsistemi.com

Via Coazze, 4
10040 Rivalta (Torino) Italy
Tel. +39.011.19923378
info@sbmsistemi.com